

AltairCHO Feed



化学成分确定 CHO 细胞补料培养基

—— 用于生物制药研发及生产

AltairCHO Feed 是完全化学成分确定 (Chemically-defined) 的补料培养基，不含水解物、生长因子及任何动物来源的成分，是专门针对中国仓鼠卵巢细胞 (CHO) 培养开发的一款补料培养基，可维持 CHO 细胞高密度高活率生长，与奥浦迈高性能基础培养基和超浓缩补料联用能够实现 CHO 细胞更高水平的蛋白/抗体表达和质量。

应用范围

AltairCHO Feed 可应用于 CHO 细胞的高密度流加培养。该培养基适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不可直接用于人体或作为药物使用。

储存运输方法

储存：2~8°C 冷藏，干燥避光保存

运输：常温（液体）、冷藏（干粉）

有效期

AltairCHO Feed Medium 液体：12 个月

AltairCHO Feed DPM 干粉：24 个月

液体培养基配制方法

1. 取最终配制体积 75% 的超纯水，水温 25-35°C（注：一次性配制体积不低于 1L）；
2. 缓慢加入 125.62 g/L 干粉培养基，持续搅拌 20 分钟；
3. 缓慢添加 5N NaOH 将 pH 调至 7.0，持续搅拌 30 分钟；
4. 加水校正到最终配液体积；继续搅拌 20 分钟；
5. 无菌过滤到合适容器。

干粉及液体培养基质量指标

产品指标	AltairCHO Feed Medium	AltairCHO Feed DPM
外观	橙红色透明液体	类白色或淡黄色粉末
pH 值	6.8~7.5	6.8~7.5
渗透压(mOsm/kg)	1000~1300	1000~1300
溶解性	——	按配制规程操作溶解良好
内毒素(EU/mL)	<2.0	<2.0
无菌检查	应无菌生长	——

培养条件

温度 37°C，湿度 80%，5~8% CO₂

摇床设置：转速 110~150 rpm（振幅 50 mm）

使用方法

时间线	步骤	补料量
Day 1	将驯化好的细胞以 $0.5 \times 10^6 \sim 1.5 \times 10^6$ cells/mL 接种至 OPM 基础培养基中。	—
Day 2-4	当培养体系中细胞密度达到 $4.0 \times 10^6 \sim 6.0 \times 10^6$ cells/mL 时，添加第一次 AltairCHO Feed 补料培养基与超浓缩补料。	AltairCHO Feed 补料培养基: 3~6%; 超浓缩补料: 0.3%~0.6%
Day 4-14/16	每隔天添加 AltairCHO Feed 补料培养基与超浓缩补料至培养结束。	AltairCHO Feed 补料培养基: 3~6%; 超浓缩补料: 0.3%~0.6%

订购信息

高性能补料

产品	产品号	类型	规格
AltairCHO Feed	C675219	液体	500ml/1000ml
AltairCHO Feed DPM	C679332	干粉	10L/50L

基础培养基

产品	产品号	类型	规格
AltairCHO™ Medium	C673017	液体	1000mL
AltairCHO™ DPM	C670226	干粉	10L / 50L / 100L
VegaCHO™ Medium	P121662	液体	1000mL
VegaCHO™ DPM	P106390	干粉	10L/50L/100L

超浓缩补料

产品	产品号	类型	规格
CDFS36	C217836	液体	500ml / 1000ml
CDFS36 DPM	C672069	干粉	1L / 2L / 5L / 10L / 50L / 100L

细胞培养添加剂

产品	产品号	类型	规格
OPM GAL+V2 半乳糖基化调节剂	S81912	液体	100mL / 1000mL
OPM-ACA 抗细胞结团剂	S0907001	液体	100mL / 500mL / 1000mL



上海奥浦迈生物科技股份有限公司
 Shanghai OPM Biosciences Co., Ltd.

奥浦迈总部：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼
 CDMO 服务基地：上海市浦东新区半夏路 100 弄 3 号楼
 培养基&CDMO 生产基地：上海市奉贤区正博路 356 号 C3 & D3

021-6818 2622
 service@opmbiosciences.com
 www.opmbiosciences.com

